

RÉFRACTOMÈTRES

Pour vérification du degré Brix de votre sirop. Il suffit d'une goutte pour obtenir de bons résultats. Ce réfractomètre est le même qu'on utilise dans les laboratoires. Incluant : tournevis d'ajustement, chiffon, étui de transport et pipette.

- A 116636** * Alla 1^{re} qualité 0° à 32° Brix
- 116582** * Alla 1^{re} qualité 45° à 82° Brix
- 116575** * Alla 1^{re} qualité 58° à 90° Brix
- B 116537** Liquide de calibration pour réfractomètre
Pour réfractomètre 15 ml, 58° à 90° (non illustré)
- C 117336** Réfractomètre Milwaukee digital
- D 357459** Réfractomètre Atago Pal-Maple 0° à 85° Brix
- E 117398** Réfractomètre Atago pour sucre inverti

* GARANTIE LIMITÉE ET NON-REMBOURSABLE.

POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:

MONTREAL & EAST COAST

1.866.351.2811

info@dominiongrimm.ca

ONTARIO & WEST COAST PACKAGING

1.877.676.1914

heather@dominiongrimm.ca

DG USA

1.802.524.9625

(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca

